



Matériel de prélèvement et d'expédition

Chère consœur, cher confrère,

Par le biais de ce formulaire, nous souhaitons vous présenter notre matériel de prélèvement et d'expédition.

Nous mettons le matériel de prélèvement et d'expédition gratuitement à votre disposition en quantités usuelles pour le cabinet. Pour la livraison, nous facturons une participation forfaitaire aux frais d'envoi de 7,50 euros par commande.

Vous pouvez facilement commander votre matériel en ligne. Vous trouverez le lien sur notre site Internet www.biocontrol.de.

N'hésitez pas à nous écrire à info@biocontrol.lu, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Cordialement,
L'équipe vétérinaire de Biocontrol

Tubes sérum

4,0 ml ou 9,0 ml - bouchon rouge



4,0 ml ou 10,0 ml - billes



Chimie clinique, sérologie, endocrinologie

Tubes EDTA

3,0 ml - bouchon violet



0,25-0,5 ml - bouchon violet



Hématologie, groupes sanguins, analyses PCR

Tubes héparinés

4,0 ml - bouchon vert



Sang hépariné : hémogramme

Plasma : chimie clinique, sérologie, endocrinologie

Tube d'expédition

7,0 ml - bouchon blanc



pour sérum ou plasma centrifugé

Tubes d'expédition spécial

0,5 ml - bouchon blanc



pour le calcium ionisé uniquement

Tubes citratés

2,0 ml - bouchon bleu



Attention, durée de conservation limitée, respectez le niveau de remplissage

Plasma citraté : coagulation Tubes fluorés NaF

4,0 ml - bouchon gris



Glycémie / Plasma NaF : lactate, xylose

Tubes à selles

pour toutes les analyses
sur matières fécales



Pots d'histologie avec formol

grand 100 ml ou

petit 35 ml



Pots à selles grands animaux

couvercle vert



Sachet de sécurité

pour l'envoi de prélèvements
d'histologie



Tubes à urine

13,0 ml - bouchon blanc



Récipient pour lames de cytologie



Écouvillons avec milieu (bactériologie)

grand - bleu



petit - orange



Tubes de protection

grands
pour les tubes à selles



petits
pour les tubes de sang



longs
pour écouvillons



PCR écouvillons (secs)



Pochettes d'expédition

